

# REVITIVE® MEDIC

## Stimulateur Circulatoire Haute Performance

### Efficace et Simple d'Utilisation

2 brevets - Système IsoRocker® et WidePulse Waveforms

- ▶ Soulage les douleurs dans les jambes
- ▶ Réduit les gonflements
- ▶ Soulage les crampes
- ▶ Améliore activement la circulation

Adapté aux problèmes de jambes persistants causés par :

Mauvaise circulation

Hypertension

Cholestérol élevé

Diabète

REVITIVE propose une gamme de dispositifs médicaux de classe IIa conçus pour améliorer la circulation et soulager les douleurs liées à une mauvaise circulation ou à certaines maladies chroniques impactant la circulation comme le diabète ou l'arthrose.

Les stimulateurs circulatoires REVITIVE sont développés en partenariat avec des chercheurs, testés cliniquement, et enregistrés auprès de l'ANSM.

Ils utilisent la technologie de l'Electrostimulation musculaire (EMS) pour délivrer une impulsion sous la plante des pieds, ce qui fait travailler les muscles des mollets comme une pompe et active la circulation.

#### Les brevets REVITIVE:

- Grâce au système Isorocker® unique breveté, les stimulateurs contribuent aussi à améliorer la mobilité de la cheville.
- Ses ondes larges (Widepulse Waveforms) sont brevetées et permettent une meilleure performance stimuloire et un meilleur confort d'utilisation.

#### REVITIVE ne convient pas dans les cas suivants:

- Port d'un pacemaker ou défibrillateur cardiovertteur implantable automatique (DCIA)
- Thrombose veineuse profonde (TVP) existante
- Grossesse

Si vous n'êtes pas sûr de vos symptômes, demandez conseil à votre médecin traitant ou votre pharmacien.

Inclus: Télécommande avec piles AAA, 2 électrodes corporelles, manuel de l'utilisateur, prise secteur.



Nouvelle Référence: 4440-RMV

		Code EAN	Dimensions	Kg
Unité	1	5060217494806	393 (H) x 369 (L) x 95.5 (P) mm	2.6
Carton	6	5060217494813	415 (H) x 615 (L) x 380 (P) mm	15,60
Palette	54	5060217494820	1430 (H) x 1200 (L) x 800 (P) mm	154,4

### Caractéristiques principales

	Niveaux d'intensité	Avec ses 99 niveaux d'intensité, REVITIVE Medic s'adapte à tous les besoins de stimulation de la circulation.
	Système IsoRocker® unique	Assure un mouvement doux de l'articulation de la cheville reproduisant le mouvement de bascule du pied, tandis que les muscles de la jambe se contractent et se relâchent.
	Breveté	
	Stimulation Waveforms	Notre toute dernière percée scientifique en matière de circulation qui offre un meilleur confort lors de la stimulation.
	Ondes à Impulsions Larges WidePulse Waveforms Breveté	Pour éviter l'habituance des muscles, ces formes d'ondes ayant toutes une séquence différente stimulent les muscles de manière optimale durant toute la durée du traitement.
	Télécommande	Pour faciliter son utilisation, REVITIVE Medic peut être opéré à l'aide d'une télécommande ou manuellement.
	Sans médicament	REVITIVE est le moyen sans médicament d'améliorer activement la circulation et de soulager l'inconfort.

## Recommandé par des experts médicaux

Le Dr Benigni, phlébologue spécialiste des maladies veineuses, recommande "de stimuler les muscles des mollets afin d'améliorer la circulation veineuse dans les jambes et d'éviter les symptômes liés à une mauvaise circulation".



“ Lorsque mes jambes et mes pieds ont commencé à me ralentir, on m’a dit c’est ça vieillir !

Alors j'utilise REVITIVE pour améliorer ma circulation et ça marche. Pourquoi pas vous ? ”

**Marion Game**

Comédienne et utilisatrice de REVITIVE



## Accessoires REVITIVE

### Sac de Transport REVITIVE

Pratique et durable

Référence:		1102-REV-BAG		
		Code EAN	Dimensions	Kg
Unité	1	5060217490754	330 (H) x 440 (L) x 65 (P) mm	0,90
Carton	10	5060217490778	350(H) x 460 (L) x 680 (P) mm	10,00
Palette	80	5060217494165	1550 (H) x 1200 (L) x 800 (P) mm	104,00



### Electrodes Corporelles de Remplacement

Référence:		2044-REV-PADS		
		Code EAN	Dimensions	Kg
Unité	1	5060217490303	145 (H) x 90 (L) x 20 (P) mm	0,041
Carton	300	5060217490130	550 (H) x 460 (L) x 480 (P) mm	16,40

Inclus: 4 électrodes corporelles, manuel de l'utilisateur



Une PLV gratuite impactante pour une expérience consommateur mémorable. Siège de démonstration, présentoir étagère, brochures client - un atout pour la conversion.



**VU À LA TÉLÉ**

Tous les mois, REVITIVE est publicisé autour des programmes favoris des seniors.



Pour toute commande, veuillez contacter notre service Logistique à l'adresse e-mail suivante: [logistique@revitive.fr](mailto:logistique@revitive.fr)

Pour toute demande SAV, veuillez contacter notre service à l'adresse suivante: [contact@revitive.fr](mailto:contact@revitive.fr)

Toute commande est soumise à nos conditions générales de vente (CGV) et emporte leur acceptation sans réserve.

Conformément aux clauses plus amplement détaillées dans nos CGV jointes au présent tarif :

- TOUT LITIGE EN RELATION AVEC UNE COMMANDE OU CONTRAT SERA SOUMIS A LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES TRIBUNAUX DE PARIS.
- NOUS CONSERVONS LA PROPRIETE DES PRODUITS JUSQU'AU COMPLET PAIEMENT DU PRIX.